

# Compugroup M1

## GDT-Einstellungen - Wo finde ich die?

Der Pfad zu den GDT Einstellungen bei M1 kann auf jedem Rechner individuell eingestellt sein.

Er ist in der Registry zu setzen unter:

HKLM\\Software\\Compumed\\M1

Schlüssel: GDTINIPATH="c:\gdt\" (zum Beispiel)

Hier finden sich auch die Werte für GDT Auto polling:

- AutoBDT="1"
- GDTINDATPATH="c:\gdt\m1"

Eindeutige ID: #1007

Verfasser: Rene Schlacht

Letzte Änderung: 2013-03-06 07:13